



## ALC-S11

## Test Droga Saliva Strip

Cod	Droga	Cut-off
ALC	Alcohol	0,2 g/L

### Nombre producto

- Alcohol Strip

### Código producto

- ALC-S11

### Cantidad de lectura

- 1 Droga

### Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

### Presentación

- Caja de 50 un

### Advertencias

- No usar si el sello está alterado
- Un sólo uso
- Solo para uso invitro

### Almacenaje

- Lugar limpio y seco
- No exponer a temperaturas extremas
- Almacenamiento entre 2 a 30°C

### Descripción

La Prueba Rápida de Alcohol en saliva es inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de alcohol en saliva humana.

Consiste en una tira de plástico con una almohadilla de reacción en el extremo. En contacto con el alcohol, la almohadilla reactiva cambiará de color dependiendo de la concentración de alcohol presente. Esto se basa en la alta especificidad de la alcohol oxidasa del alcohol etílico en presencia de sustrato de peroxidasa y enzima tal como TMB.

### Fabricante

Assure Tech (Hangzhou) Co

### País de fabricación

China

### Caducidad

36 meses desde la fecha de fabricación

### Marca



### Certificaciones

