



CATÁLOGO TEST DOA



¿QUIÉNES SOMOS?

En Alatheia buscamos mejorar la salud en Chile, mediante la comercialización de soluciones tecnológicas con evidencia científica y médica, enfocada en optimizar el diagnóstico oportuno y preciso. Desarrollamos así una marca propia orientada a promover la confiabilidad, rapidez y simpleza, de la mano del compromiso más importante que tenemos: Mejorar la capacidad resolutive de los servicios de salud.

"Nuestro servicio marca la diferencia".

¿Cómo sería el mundo si alcanzásemos el propósito?

Más seguro. Teniendo la posibilidad de ofrecer al cliente productos de calidad y más convenientes, que le permitan implementar de manera eficiente, rápida y oportuna los protocolos de seguridad laboral establecidos en sus empresas.

¿Cómo nos diferenciamos?

Ofreciendo un perfil más actual de los productos, innovando en la forma en la que se autogestiona el cliente con cada uno de ellos, permitiéndole resolver de forma inmediata problemas que puedan surgir en la practica diaria.

¿Que representamos?

Confianza, simplicidad, adaptación, transparencia, humanidad, modernidad.

LÍNEA DOA ORINA



MD-U65-005

Test Droga Orina Keycup

Nombre producto

- Multi-Drug Integrated KeyCup

Código producto

- MD-U65-005

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- A prueba de filtración con mecanismo de bloqueo de tapa
- Sistema de llave para activación de tiempo de prueba
- Tira de temperatura

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300



MD-U610-005

Test Droga Orina Keycup

Nombre producto

- Multi-Drug Integrated KeyCup

Código producto

- MD-U610-005

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- A prueba de filtración con mecanismo de bloqueo de tapa
- Sistema de llave para activación de tiempo de prueba
- Tira de temperatura

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300
MET	Metanfetamina	500
MDMA	Extasis	500
BAR	Barbituricos	200
PCP	Fenilciclidina	25
MTD	Metadona	200



MD-U65-014

Test Droga Orina Cup

Nombre producto

- Multi-Drug Integrated Cup

Código producto

- MD-U65-014

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- A prueba de filtración

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300



MD-U610-014

Test Droga Orina Cup

Nombre producto

- Multi-Drug Integrated Cup

Código producto

- MD-U610-014

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300
MET	Metanfetamina	500
MDMA	Extasis	500
BAR	Barbituricos	200
PCP	Fenilciclidina	25
MTD	Metadona	200



MD-U55

Test Droga Orina Dipcard

Nombre producto

- Multi-dipstick Drug Panel

Código producto

- MD-U55

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300



MD-U510

Test Droga Orina Dipcard

Nombre producto

- Multi-dipstick Drug Panel

Código producto

- MD-U510

Características

- Configurable de 1 hasta 16 drogas
- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300
MET	Metanfetamina	500
MDMA	Extasis	500
BAR	Barbituricos	200
PCP	Fenilciclidina	25
MTD	Metadona	200



COC-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre producto

- Cassette COC

Código producto

- COC-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un
- Caja de 40un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
COC	Cocaína	150



THC-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre producto

- Cassette THC

Código producto

- THC-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un
- Caja de 40un

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
THC	Marihuana	50



AMP-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre producto

- Cassette AMP

Código producto

- AMP-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
AMP	Anfetaminas	500



BZO-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette BZO

Código producto

- BZO-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
BZO	Benzodiacepina	200



MDMA-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette MDMA

Código producto

- MDMA-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
MDMA	Extasis	500



PCP-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette PCP

Código producto

- PCP-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
PCP	Fenilciclidina	25



OPI-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette OPI

Código producto

- OPI-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
OPI	Opiáceos	200



MET-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette MET

Código producto

- MET-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
MET	Metanfetamina	500



BAR-U23

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette BAR

Código producto

- BAR-U23

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
BAR	Barbituricos	200



MD-U42

Test Droga Orina Cassette

Nombre comercial

- Cassette COC-THC

Código producto

- MD-U42

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>(ng/ml)</small>
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50

LÍNEA DOA

SALIVA



MD-S66-001

Test Droga Saliva Cup

- Nombre producto**
- Multi-drug Saliva Cup
- Código producto**
- MD-S66-001
- Características**
- Resultados de 2 a 5 minutos
 - Alta precisión
 - Fácil manejo
 - Tamaño compacto
 - No se requiere equipo
- Presentación**
- Caja de 25 un

Cod	Droga	Cut-off <small>ug/ml</small>
AMP	Anfetaminas	40
BZO	Benzodiacepinas	50
COC	Cocaína	50
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	40
MDMA	Extasis	50



ALC-S11

Test Droga Saliva Strip

- Nombre producto**
- Alcohol Strip
- Código producto**
- ALC-S11
- Características**
- Resultados de 2 a 5 minutos
 - Alta precisión
 - Fácil manejo
 - Tamaño compacto
 - No se requiere equipo
- Presentación**
- Caja de 50 un

Cod	Droga	Cut-off
ALC	Alcohol	0,2 g/L

LISTADO DE DROGAS

AMP	Anfetaminas	COT	Cotina
MTD	Metadona	PCP	Fenciclidina
BZO	Benzodiacepinas	EDDP	Metabolito de metadona
MET	D-metanfetamina	PPX	Profilaxis
BUP	Buprenorfina	KET	Ketamina
OPI	Opiáceos	BAR	Barbitúricos
COC	Cocaína	THC	Marihuana
OXY	Oxicodona	MDMA	Éxtasis

PERIODO DE DETECCIÓN ORINA

DROGA DE ABUSO	TIEMPO DE DETECCIÓN	TASA DE FILTRADO
THC	Dentro de 1 a 3 horas después de su uso	De 3 a 10 días después de su uso, 10 a 20 en uso crónico
COC	Dentro de 2 a 6 horas después de su uso	De 2 a 3 días después de su uso
PCP	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 7 a 14 días después de su uso
OPI	Dentro de 2 a 6 horas después de su uso	De 1 a 3 días después de su uso
MET	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 2 a 3 días después de su uso
MTD	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	Por 3 días después de su uso
AMP	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 2 a 3 días después de su uso
BAR	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	Por 1 días después de su uso, 2 a 3 semanas en uso cronico
BZO	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	Por 3 días después de su uso, 4 a 6 semanas en uso cronico
TCA	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 2 a 10 días después de su uso
MDMA	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 1 a 3 días después de su uso
BUP	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 2 a 3 días después de su uso
EDDP	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 2 a 3 días después de su uso
OPI300/MOR	Dentro de 2 a 6 horas después de su uso	De 1 a 3 días después de su uso
KET	Dentro de 4 a 6 horas después de su uso	De 2 a 3 días después de su uso