



MD-S66-001

Test Droga Saliva Cup

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	40
BZO	Benzodiacepinas	50
COC	Cocaína	50
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	40
MDMA	Extasis	50

Nombre producto

- Multi-drug Saliva Cup

Código producto

- MD-S66-001

Cantidad de lectura

- 6 Drogas

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un.

Advertencias

- No usar si el sello está alterado.
- Un sólo uso.
- Solo para uso invitro.

Almacenaje

- Lugar limpio y seco.
- No exponer a temperaturas extremas.
- Almacenamiento entre 2 a 30°C

Descripción

Multi-Drug Saliva Cup es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Las drogas presentes en la muestra de fluido oral compiten contra sus respectivos conjugados de fármacos por los sitios de unión en su anticuerpo específico, ajustado a las concentraciones definidas por los cut-off.

Fabricante

Assure Tech (Hangzhou) Co

País de fabricación

China

Caducidad

36 meses desde la fecha de fabricación

Marca



Certificaciones

