



## MD-U510

### Nombre producto

- Multi-dipstick Drug Panel

### Código producto

- MD-U510

### Cantidad de lectura

- 10 Drogas

### Características

- Configurable de 1 hasta 16 drogas
- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

### Presentación

- Caja de 25 un.

### Advertencias

- No usar si el sello está alterado.
- Un sólo uso.
- Solo para uso invitro.

### Almacenaje

- Lugar limpio y seco.
- No exponer a temperaturas extremas.
- Almacenamiento entre 2 a 30°C

## Test Droga

# Orina Dipcard

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300
MET	Metanfetamina	500
MDMA	Extasis	500
BAR	Barbituricos	200
PCP	Fenilciclidina	25
MTD	Metadona	200

### Descripción

El test rápido Quantlife es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de drogas múltiples y sus metabolitos en orina humana, ajustado a las concentraciones definidas por los cut-off en cada uno de los análisis. El test utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles elevados de drogas específicas en orina.

### Fabricante

Assure Tech (Hangzhou) Co

### País de fabricación

China

### Caducidad

36 meses desde la fecha de fabricación

### Marca



### Certificaciones

