



MD-U55

Test Droga Orina Dipcard

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300

Nombre producto

- Multi-dipstick Drug Panel

Código producto

- MD-U55

Cantidad de lectura

- 5 Drogas

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión

Presentación

- Caja de 25 un

Advertencias

- No usar si el sello está alterado
- Un sólo uso
- Solo para uso invitro

Almacenaje

- Lugar limpio y seco
- No exponer a temperaturas extremas
- Almacenamiento entre 2 a 30°C

Descripción

El test rápido Quantlife es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de drogas múltiples y sus metabolitos en orina humana, ajustado a las concentraciones definidas por los cut-off en cada uno de los análisis. El test utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles elevados de drogas específicas en orina.

Fabricante

Assure Tech (Hangzhou) Co

País de fabricación

China

Caducidad

36 meses desde la fecha de fabricación

Marca



Certificaciones

