



MD-U610-005

Nombre producto

- Multi-Drug Integrated KeyCup

Código producto

- MD-U610-005

Cantidad de lectura

- 10 Drogas

Características

- Resultados de 2 a 5 minutos
- Alta precisión
- Fácil manejo
- Tamaño compacto
- No se requiere equipo

Presentación

- Caja de 25 un.

Advertencias

- No usar si el sello está alterado.
- Un sólo uso.
- Solo para uso invitro.

Almacenaje

- Lugar limpio y seco.
- No exponer a temperaturas extremas.
- Almacenamiento entre 2 a 30°C

Test Droga

Orina Keycup

Cod	Droga	Cut-off (ng/ml)
AMP	Anfetaminas	500
BZO	Benzodiacepinas	200
COC	Cocaína	150
THC	Marihuana	50
OPI	Opiáceos	300
MET	Metanfetamina	500
MDMA	Extasis	500
BAR	Barbituricos	200
PCP	Fenilciclidina	25
MTD	Metadona	200

Descripción

El test rápido Quantlife es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de drogas múltiples y sus metabolitos en orina humana, ajustado a las concentraciones definidas por los cut-off en cada uno de los analitos. El test utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles elevados de drogas específicas en orina.

Fabricante

Assure Tech (Hangzhou) Co

País de fabricación

China

Caducidad

36 meses desde la fecha de fabricación

Marca



Certificaciones

